	Sistema de Gestão da Qualidade		
	Ficha técnica – Água Sanitária Marina		
	Revisão: 01	Código: FT- 005	Página 1 de 4

<b>Elaborado por:</b> Natan Kléber de Souza Rocha	<b>Analisado por:</b> Sabrina Stéfane e Rodrigo Machado	<b>Aprovado por:</b> Sabrina Stéfane e Rodrigo Machado
<b>Data:</b> 20/02/2024	<b>Data:</b> 21/02/2024	<b>Data:</b> 21/02/2024

## 1- DADOS DA EMPRESA

**Razão social:** ITAÚNA QUÍMICA LTDA

**CNPJ:** 05.681.278/0001-95

**Endereço:** AV DOUTOR WALTER MENDES NOGUEIRA, 743  
BAIRRO: ANTUNES – ITAÚNA – MG – CEP: 35.680-085

**Fone/Fax:** (37) 3241-3634

**E-mail:** [www.produtosmarina.com.br](http://www.produtosmarina.com.br)  
Aut. MS 3.04263-0

## 2 - DADOS GERAIS DO PRODUTO:

**Nome do produto:** Água Sanitária Marina

**Nome Químico Comum:** Água Sanitária Marina

**Número de registro:** 342630001

**Risco:** Produto de risco II

**Classe de uso:** Domissanitário

**Embalagem:** 1L (produto possui também embalagens de 2 L e 5 L)


**Composição:** Hipoclorito de sódio, alcalinizante e veículo

**Princípio ativo:** Hipoclorito de sódio

## 3- FINALIDADE E INSTRUÇÕES DE USO:

**Atenção: Conserve fora do alcance de crianças e animais domésticos.**

Produto de alta qualidade, a Água Sanitária Marina alveja e desinfeta eliminando bactérias. Pode ser usado no alvejamento de roupas brancas, remoção de manchas, limpeza geral, desinfecção de cozinhas e banheiros. A concentração de nossos produtos é realizada em total acordo com as normas da Anvisa.

	Sistema de Gestão da Qualidade		
	<b>Ficha técnica – Água Sanitária Marina</b>		
	Revisão: 01	Código: FT- 005	Página 2 de 4

**Lavagem de roupas:** Adicione 200 ml de Água Sanitária Marina, para cada 20 litros de água e dissolva o produto. Deixe a roupa de molho por 20 minutos, enxágue bem antes de iniciar a lavagem normal.

**Remoção de manchas difíceis:** Adicione 100 ml de Água Sanitária Marina, para cada 5 litros de água e dissolva o produto. Deixe a roupa de molho por 10 minutos, enxágue bem antes de iniciar a lavagem normal.

**Limpeza geral:** Adicione 200 ml de Água Sanitária Marina, para cada 2 litros de água e dissolva o produto. Deixe agir por 10 minutos. Enxágue e seque.

**Desinfecção:** Utilize o Água Sanitária Marina pura deixando agir por no mínimo 10 minutos.

**Ralos e vasos sanitários:** Utilize o Água Sanitária Marina pura deixando agir por no mínimo 10 minutos.


**Desinfecção de frutas e verduras:** Lave-as previamente em água corrente. Dilua 1 colher de sopa (08 ml) de Água Sanitária Marina para cada litro de água, faça a imersão dos hortifrutícolas, aguarde 30 minutos e enxágue em água potável.

#### **4- LIMITAÇÕES DE USO E INCOMPATIBILIDADES:**

##### **Mantenha fora do alcance das crianças e dos animais domésticos.**

Não misture com outros produtos. A mistura com ácidos ou com outros produtos a base de amônia ou peróxido de hidrogênio produz gases tóxicos.

Não ingerir, evite inalação e contato com os olhos e pele. Lavar objetos e utensílios utilizados como medida antes de reutilizá-los. Não utilize em metais. Não aplique em superfícies aquecidas. Mantenha em sua embalagem original. A embalagem vazia não deve ser utilizada para outros fins. Evite contato com os olhos, pele e roupas durante o manuseio. Evite inalação, aspiração e contato do produto com a pele.

	Sistema de Gestão da Qualidade		
	<b>Ficha técnica – Água Sanitária Marina</b>		
	Revisão: 01	Código: FT- 005	Página 3 de 4

**Primeiros socorros:** Em caso de contato com os olhos ou a pele, lavar com água em abundância por 15 minutos e se persistir a irritação consulte o médico imediatamente levando a embalagem ou o rótulo do produto. Em caso de inalação ou aspiração remova o paciente para um lugar arejado e consulte imediatamente um centro de intoxicação ou o médico levando o rótulo do produto em caso de ingestão acidental não provoque vômitos e procure um Serviço de Saúde ou Centro de Intoxicações: (CIAT: 31- 3239-9308). Não dê nada via oral a uma pessoa inconsciente.

#### **5- PRAZO DE VALIDADE:**

01 ano a partir da data de fabricação.

#### **6- CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO:**

Deve ser conservado hermeticamente fechado, ao abrigo da luz e calor.

Mantenha o produto no frasco original. Após o uso, mantenha a embalagem fechada, não misture com outros produtos.

#### **7- PRODUÇÃO E CONTROLE:**

##### **7.1 Componentes da fórmula**

**Composição:** Hipoclorito de sódio, alcalinizante e veículo.

**Princípio ativo:** Hipoclorito de sódio.

#### **8- LAUDO DE ANÁLISE PRÉVIA:**

##### **DADOS FÍSICOS E QUÍMICOS:**

**Estado Físico (25° C):** Líquido.


**Cor:** Levemente amarelo.

**Odor:** Característico.

**pH:** 11,49 a 13,50.

**Teor de ativo:** 2,00 a 2,50%.

**Solubilidade em Água:** Miscível com água em todas as proporções.

	Sistema de Gestão da Qualidade		
	<b>Ficha técnica – Água Sanitária Marina</b>		
	Revisão: 01	Código: FT- 005	Página 4 de 4

## 9- DADOS TOXICOLÓGICOS

### Informações de acordo com as diferentes vias de exposição

#### Ingestão

Encaminhe de imediato para atendimento médico.

#### Inalação

Causa irritações nas mucosas do nariz, vias respiratórias e garganta, além de tosse contínua.

#### Contato com a Pele

Irritação.

Maiores informações consultar a FISPQ do produto.

## 10- PRECAUCÕES DE USO:

Não utilizar para a desinfecção de água para consumo e alimentos. Irritante para os olhos, pele e mucosas. Usar luvas para sua aplicação.

## 11- CONTROLE DAS REVISÕES

Revisão N°	Data	Descrição da Revisão	Responsável
01	20/02/2024	Correções semânticas.	Natan Kléber